

Codice articolo	Descrizione	Taglio / preparazione	Presa / tenuta	Clampaggio / emostasi / compressione	Divaricazione / retrazione	Dilatazione / speculum	Sutura / porta- aghi	Curette / raschiamento	Sondaggio / irrigazione / aspirazione	Rimozione di graffe / suture	Manipolazione di corpi estranei (es. Magli)	Destinazione d'uso
15M-5804-145P	Monouso forbici perineali secondo Braun-Stadler, 14,5 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
17M-114H-145P	Monouso artery pinza secondo Kocher, dritta, 1x2 denti, 14,5 cm			X								Strumento monouso, sterile. Per clampaggio, compressione ed emostasi di vasi/tessuti.
27M-201H-130P	Monouso speculum nasale secondo Kilian, 30 mm Shaft					X						Strumento monouso, sterile. Per dilatazione ed esposizione di strutture anatomiche.
1417M-003H-120P	Monouso cannula a punta oliva, dritta, Ø1.2x90 mm									X		Strumento monouso, sterile. Per sondaggio, irrigazione o applicazione/aspirazione di liquidi.
1417M-005H-120P	Monouso forbici per filo, dentatalking, 12 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
1417M-004H-150P	Monouso cannula a punta oliva, curva, Ø1.5x80 mm									X		Strumento monouso, sterile. Per sondaggio, irrigazione o applicazione/aspirazione di liquidi.
1417M-004H-120P	Monouso cannula a punta oliva, curva, Ø1.2x80 mm									X		Strumento monouso, sterile. Per sondaggio, irrigazione o applicazione/aspirazione di liquidi.
1417M-003H-150P	Monouso cannula a punta oliva, dritta, Ø1.5x90 mm									X		Strumento monouso, sterile. Per sondaggio, irrigazione o applicazione/aspirazione di liquidi.
15M-027H-145P	Monouso forbici, chirurgica, stisl., curva, 14,5 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
15M-139H-145P	Monouso forbici secondo Metzenbaum, fine, stisl, dritta, 14,5 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
18M-001H-180P	Monouso porta-aghi, Mayo-Hegar, dritta, 18 cm						X					Strumento monouso, sterile. Per afferrare e guidare gli aghi da sutura durante la chiusura delle ferite.
28M-352H-210P	Monouso cucchiaino affilato (curette), combinata, secondo Volkman, rundoval, grande, 21 cm							X				Strumento monouso, sterile. Per curettage/raschiamento dei tessuti.
16M-056H-145P	Monouso pinza, chirurgica, 1x2 denti, fine, 14,5 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
15M-133H-145P	Monouso forbici secondo Metzenbaum, stisl, curva, 14,5 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
15M-133H-115P	Monouso forbici secondo Metzenbaum, fine, stisl, curva, 11,5 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
18M-001H-160P	Monouso porta-aghi, Mayo-Hegar, dritta, 16 cm						X					Strumento monouso, sterile. Per afferrare e guidare gli aghi da sutura durante la chiusura delle ferite.
19M-174H-165P	Monouso set di uncinii per ferite secondo Semi-Miller, 16,5 cm				X							Strumento monouso, sterile. Zum Spreizen und Retrakteren von Gewebe.
19M-731H-130P	Monouso divaricatore (Waltner) scharf, con cricchetto, a doppia estremità dentata, 3x4 denti, 13 cm				X							Strumento monouso, sterile. Zum Spreizen und Retrakteren von Gewebe.
11M-029H-160P	Monouso Magli pinza, piccola, mit Greifbacken, 17 cm		X									XStrumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti. Per manipolazione/estrazione di corpi estranei, es. nelle vie aeree.
11M-029H-180P	Monouso Magli pinza, grande, mit Greifbacken, 18 cm		X									XStrumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti. Per manipolazione/estrazione di corpi estranei, es. nelle vie aeree.
17M-006H-125P	Monouso Micro-pinza Mosquito, anatomica, dritta, 12,5 cm			X								Strumento monouso, sterile. Per clampaggio, compressione ed emostasi di vasi/tessuti.
17M-011H-130P	Monouso pinza Mosquito, secondo Halstedt, dritta, 13 cm			X								Strumento monouso, sterile. Per clampaggio, compressione ed emostasi di vasi/tessuti.
17M-007H-125P	Monouso pinza Mosquito, curva, fine, 12,5 cm			X								Strumento monouso, sterile. Per clampaggio, compressione ed emostasi di vasi/tessuti.
17M-317H-165P	Monouso pinza per tubi, becchi lisci, 16,5 cm (Presbyterian)			X								Strumento monouso, sterile. Per clampaggio, compressione ed emostasi di vasi/tessuti.
17M-075H-160P	Monouso artery pinza, Rochester Pean, anatomica, curva, 16 cm			X								Strumento monouso, sterile. Per clampaggio, compressione ed emostasi di vasi/tessuti.
17M-073H-180P	Monouso artery pinza Rochester Pean, anatomica dritta, 18 cm			X								Strumento monouso, sterile. Per clampaggio, compressione ed emostasi di vasi/tessuti.
16M-406H-090P	Monouso Spülspitzzette (Folchenfeld), 9 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
16M-234H-120P	Monouso Micro-pinza, anatomica, dritta, Adson, 12 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
16M-050H-145P	Monouso pinza, anatomica, dritta, fine, 14,5 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
15M-589H-160P	Monouso forbici da medicazione secondo Lister, 16 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
15M-238H-115CP	Monouso forbici iris, split, curva, 11,5 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
15M-043H-145P	Monouso forbici, chirurgica, split, curva, 14,5 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
16M-018H-300P	Monouso pinza, anatomica, dritta, 30 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
16M-004H-120P	pinza chirurgica dritta 1x2 denti, 12 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
16M-050H-115P	Monouso pinza, anatomica, dritta, fine 11,5cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
17M-335H-200P	Monouso sponge pinza (Pean Murphy-Zange), con cricchetto, 20 cm		X	X								Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti. Per clampaggio, compressione ed emostasi di vasi/tessuti.
15M-037H-160P	Monouso umbilical cord forbici, rosa Markierung, 16 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
16M-400H-115P	Monouso pinza, anatomica, dritta, fine, 11,5 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
16M-003H-160P	Monouso pinza secondo Jansen bagneti, curva, 16 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
16M-400H-145P	Monouso pinza anatomica dritta, fine		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
16M-005H-130P	Monouso pinza secondo Semken, chirurgica, 1x2 denti, 13 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
15M-589H-140P	Monouso forbici da medicazione secondo Lister, 14 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
15M-589H-180P	Monouso forbici da medicazione secondo Lister, 18 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
18M-001H-125P	Monouso porta-aghi, Mayo-Hegar, dritta, 12,5 cm						X					Strumento monouso, sterile. Per afferrare e guidare gli aghi da sutura durante la chiusura delle ferite.
17M-335H-160P	Monouso sponge pinza (Pean Murphy-Zange), con cricchetto, 16 cm		X	X								Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti. Per clampaggio, compressione ed emostasi di vasi/tessuti.
14M-17H-003P	Monouso rimuovi-graffe, sterli, 10 cm										X	Strumento monouso, sterile. Per rimuovere graffe cutanee e/o materiale di sutura.
15M-003H-140P	Monouso forbici, chirurgica, split, dritta, 14 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
18M-001H-150P	Monouso porta-aghi, Mayo-Hegar, dritta, 15 cm						X					Strumento monouso, sterile. Per afferrare e guidare gli aghi da sutura durante la chiusura delle ferite.
16M-050H-120P	Monouso pinza, anatomica, dritta, Adson, 12 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
M1417H-001P	Monouso cannula a punta oliva, 15cm, sterli									X		Strumento monouso, sterile. Per sondaggio, irrigazione o applicazione/aspirazione di liquidi.
26M-352H-170P	Monouso cucchiaino affilato (curette), combinata, secondo Volkman, rundoval, grande, 17 cm							X				Strumento monouso, sterile. Per curettage/raschiamento dei tessuti.
26M-351H-160P	Monouso cucchiaino affilato (curette), combinata, secondo Volkman, rundoval, medie, 16 cm							X				Strumento monouso, sterile. Per curettage/raschiamento dei tessuti.
26M-350H-160P	Monouso cucchiaino affilato (curette), combinata secondo Volkman, rundoval, piccola, 16 cm							X				Strumento monouso, sterile. Per curettage/raschiamento dei tessuti.
15M-589H-145P	Monouso forbici da medicazione Lister, 14,5cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
15M-019H-145P	Monouso forbici chirurgica, dritta, stisl, 14,5cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
14M-17H-002P	Monouso pinza, DeBakey, anatomica, dritta, 15,5 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
16M-236H-120P	Monouso Micro-pinza, chirurgica, 1x2 denti, Adson, 12 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
18M-001H-140P	Monouso porta-aghi, Mayo-Hegar, dritta, 14 cm						X					Strumento monouso, sterile. Per afferrare e guidare gli aghi da sutura durante la chiusura delle ferite.
16M-040H-140P	Monouso pinza anatomica dritta, 14cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
15M-039H-145P	Monouso forbici, chirurgica, split, dritta, 14,5 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
16M-040H-145P	Monouso pinza, anatomica, dritta, 14,5 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
15M-238H-115P	Monouso forbici iris, split, dritta, 11,5 cm	X										Strumento monouso, sterile. Per tagliare e preparare i tessuti.
16M-406H-115P	Monouso Spülspitzzette (Folchenfeld), 11,5 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.
17M-073H-140P	Monouso artery pinza, Rochester Pean, anatomica, dritta, 14 cm			X								Strumento monouso, sterile. Per clampaggio, compressione ed emostasi di vasi/tessuti.
16M-064H-145P	Monouso pinza, chirurgica, 1x2 denti, 14,5 cm		X									Strumento monouso, sterile. Per afferrare e trattenerne tessuti, materiali o strumenti.